

SPACER G - PŁASKI TRZPIEŃ

SPACER G - wybór rozszerzony o spacer z płaskim trzpieniem.

Nowy spacer z cieńszym, bardziej płaskim trzpieniem, który łatwo dopasowuje się do wąskich kanałów udowych, jednocześnie zapewniając te same właściwości mechaniczne i farmaceutyczne jak w tradycyjnym Spacer G.


Dodatkowo górna część trzpienia została zmieniona tak, aby chronić krętarz.

Spacer G Flat Stem przypomina spacer G, ale ma cieńszy i bardziej płaski trzpień, który łatwiej dopasowuje się do wąskich kanałów udowych.

Górna część trzpienia została zaprojektowana tak, aby zabezpieczyć większy krętarz.

Dostępna w 6 rozmiarach (3 rozmiary głowy ze standardowym trzpieniem i 3 rozmiary głowy z trzpieniem XL).

Proksymalne cementowanie szyjki cementem kostnym jest obowiązkowe.



Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gentamicin base
SPC0620	46	54,6	96	10	11	9	1,0 g
SPC0720	54	60	94,3	10,5	16	9	1,6 g
SPC0820	60	73	95,8	11	16	9	2,6 g
SPC0920	46	54,6	211	10	11	9	1,2 g
SPC1020	54	60	209,2	10,5	16	9	1,8 g
SPC1120	60	73	211	11	16	9	2,8 g